## Quelles sont les conditions de conservation d'un étalon de référence de l'EDQM ?



Vous êtes ici :

EDQM FAQs / FAQ de l'EDQM en français / PRODUITS ET SERVICES (publications, étalons de référence, CombiStats) / Etalons de référence de l'EDQM / Informations générales sur les étalons de référence de l'EDQM / Quelles sont les conditions de conservation d'un étalon de référence de l'EDQM ?

## Réponse :

Les conditions de conservation de l'EDQM figurent dans la base de données des étalons de référence de la Ph. Eur. Les produits doivent être stockés de manière à éviter toute dégradation. Nos conditions de conservation sont, dans la plupart des cas, plus strictes que celles figurant dans la monographie (le cas échéant).

Les conditions de stockage s'appliquent uniquement aux flacons qui n'ont jamais été ouverts. Une fois un flacon ouvert, la stabilité de son contenu n'est plus garantie. Par conséquent, l'EDQM ne peut donner aucune garantie de qualité quant à un étalon de référence de l'EDQM déjà ouvert. La décision concernant la bonne utilisation des étalons de référence de l'EDQM déjà ouverts relève de la responsabilité de l'utilisateur.

De même, les étalons de référence conservés dans des conditions autres que celles indiquées dans la base de données des étalons de référence de la Ph. Eur. ne sont pas garantis.