## Puis-je calculer la dose efficace 50 (DE50) et l'activité relative dans une même feuille ?



Vous êtes ici :

EDQM FAQs / FAQ de l'EDQM en français / PRODUITS ET SERVICES (publications, étalons de référence, CombiStats) / Statistiques CombiStats / Utilisation de CombiStats / Puis-je calculer la dose efficace 50 (DE50) et l'activité relative dans une même feuille ?

## Réponse :

C'est possible, en effet. Pour rappel, l'activité absolue («Potency») ou l'activité relative («Rel. To Ass.») ne peuvent être calculées qu'en présence d'un étalon de titre connu («Ass. Pot.»). Vous pouvez sélectionner n'importe quel échantillon comme étalon en double-cliquant sur l'en-tête du tableau correspondant.

Pour afficher la DE50 dans le tableau de résultats, il faut aller dans le menu «Options > Advanced > Preferences» (ou appuyer sur la touche «F12») et indiquer «m = 50» dans la ligne «Effective Dose».