

Quelles sont les conditions de conservation des étalons internationaux d'antibiotiques de l'OMS ?



Vous êtes ici:

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [PRODUITS ET SERVICES \(publications, étalons de référence, CombiStats\)](#) / [Etalons internationaux d'antibiotiques](#) / [Informations générales sur étalons internationaux d'antibiotiques](#) / Quelles sont les conditions de conservation des étalons internationaux d'antibiotiques de l'OMS ?

Réponse:

Pour une courte période, les étalons internationaux d'antibiotiques de l'OMS peuvent être conservés au réfrigérateur à 2-8 °C. Pour une conservation à long terme, il est recommandé de les conserver au congélateur à -20 °C.